

Operační pláště

Vlastnosti:

Vyrobeny z netkaného hydrofobního materiálu SMMMS nebo Spunlace, s antistatickou úpravou.

Materiál je prodyšný a pohodlný, zajišťuje operátorovi vysokou ochranu proti průsaku tekutin a současně brání proti zanesení infekce.

Pláště jsou zavínovacího střihu a zavazují se systémem čtyř úvazků.

Rukávy jsou v horních švech šité ultrazvukem a zakončené elastickým úpletem.

Úvazky jsou rovněž našité ultrazvukem.

Operační pláště s výztuží – jsou opatřeny nepropustným materiálem SBPE na přední straně pláště a rukávech.

Materiál je laminovaný a zajišťuje velkou míru ochrany i prodyšnosti.

Barevnost lemu rozlišuje výši odolnosti vůči tekutinám:

- Modrá** vhodné pro zákroky s nižším objemem tekutin
- Žlutá** vhodné pro zákroky se středně velkým objemem tekutin
- Zelená** vhodné pro zákroky se středním a vysokým objemem tekutin
- Červená** vhodné pro dlouho trvající operace a zákroky s vysokým objemem tekutin



PRIMA


Vyrobeny z hydrofobní netkané textilie SMS.

Rozměr	PRIMA Kód	PRIMA s výztuží Kód	Délka (cm)
M	354523-S	354623-S	115
L	354533-S	354633-S	125
XL	354543-S	354643-S	135
XXL	354553-S	354653-S	145
XXL-XL	354563-S	354663-S	160

CLASSIC

Vyrobeny z hydrofobní netkané textilie SMMMS.

Rozměr	CLASSIC Kód	CLASSIC s výztuží Kód	Délka (cm)
M	351023-S	351123-S	115
L	351033-S	351133-S	125
XL	351043-S	351143-S	135
XXL	351053-S	351153-S	145
XXL-XL	351063-S	351163-S	160



PREMIUM

Vyrobeny z hydrofobní netkané textilie Spunlace.

Vhodné pro dlouhotrvající operace.

Velmi pohodlné a příjemné na nošení.

Rozměr	PREMIUM Kód	PREMIUM s výztuhou Kód	Délka (cm)
M	350023-S	350123-S	125
L	350033-S	350133-S	135
XL	350043-S	350143-S	145
XXL	350053-S	350153-S	160